

FREEDOM IIR BASIC A02.1 PK50

V.03 – 03/2022

Máscara Cirúrgica Tipo IIR.
Caixa de **50 unidades**.



*A imagem apresentada é meramente ilustrativa.

REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	CDM – CÓDIGO DO DISPOSITIVO MÉDICO
HC060000102	5600899440700	72730803

DESCRIÇÃO

Máscara cirúrgica tipo IIR descartável. Com três camadas e fixação nas orelhas através de elástico, com suporte para o nariz integrado.

CLASSIFICAÇÃO / AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Máscara Cirúrgica tipo IIR
Uso único
Descartável
É um dispositivo médico

NORMATIVAS E DIRETIVAS

EN 14683:2019 + AC:2019

MÁSCARA



Camada Externa	Spunbond
Camada Filtrante	Meltblown
Camada Interna	Spunbond



*A imagem apresentada é meramente ilustrativa



ARMAZENAMENTO

Temperatura	Humidade Relativa
- 20°C ~ 60°C	< 80%

ACONDICIONAMENTO**PACKAGING****BOX**

50 Units per box
Dimensions: 185 x 100 x 90mm
Weight: 0,180 kg

**MASTER BOX**

2.500 Units (50 boxes)
Dimensions: 515 x 400 x 480mm
Weight: 10,400 kg

**PALLET**

30.000 Units (12 masterboxes)
Dimensions: 120 x 80 x 159cm
Weight: 138,00 kg

**PICTOGRAMA****FABRICANTE**

HONNES SAĞLIK VE ENDÜSTRİVEL ÜRÜN. A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Karayel Sk. No: 14 41420
Çayırova-Kocaeli / TÜRKİYE